

OTICON | **Opn Play**

Ich stehe ein für
mich und mein Hören.



oticon
PEOPLE FIRST



Herkömmliche Technologie

Fokussiert auf eine Person

Herkömmliche Hörsysteme sorgen dafür, dass du genau denjenigen gut verstehen kannst, den du gerade ansiehst. Alle anderen Leute und Geräusche um dich herum werden abgesenkt und sind schlechter zu hören.

Aber in einem Gespräch mit Freunden möchtest du Leute aus allen Richtungen verstehen und die gesamte Klangkulisse wahrnehmen. Ein Café soll auch wie ein Café klingen. Klänge außerhalb deiner Blickrichtung abzusenken, ist unnatürlich und macht es deinem Gehirn schwer, einem Gespräch zu folgen. Für dich wird es anstrengend mitzubekommen, was deine Freunde reden.

“

Ich habe mich manchmal wie abgeschnitten gefühlt, weil ich vom Gespräch nur Teile mitbekommen habe.”

Amanda, 18, Oticon Opn™ Nutzerin



Ich bin offen und
bekomme alles mit

Neue Technologie

Eröffnet eine 360° Welt

Jetzt gibt es mit Oticon Opn Play™ eine komplett neue Technologie. Mit den Hörsystemen hast du Zugang zur 360° Welt. Du bist bei Gesprächen mittendrin, auch wenn mehrere Leute aus verschiedenen Richtungen zur gleichen Zeit reden.

Oticon Opn Play dämpft störenden Lärm schnell und wirksam. Du bekommst immer mit, von wo gesprochen wird und kannst dich frei entscheiden, wem du zuhören möchtest. So kannst du aktiv an einer Unterhaltung teilnehmen – selbst mit vielen Freunden in eurem Lieblingscafé.

Mit Oticon Opn Play verstehst du bis zu 30 % mehr und das Zuhören fällt dir leichter.*

“

Mit Oticon Opn lehne ich mich einfach ganz entspannt zurück, weil ich jeden klar verstehe.”

_____ Amanda, 18, Oticon Opn Nutzerin

Ich vernetze mich mit der ganzen Welt

Streame Anrufe und Musik direkt

Oticon Opn Play ist ein Wearable. Denn du kannst dich einfach mit deinen Lieblingsgeräten verbinden und z. B. deine Musik in großartigem Sound genießen!

Made for iPhone® Hörsystem

Mit Oticon Opn Play kannst du dich direkt über Bluetooth® Low Energy mit dem iPhone verbinden und wie alle anderen telefonieren.

Voller Stereoklang

Du kannst den Ton vom Fernseher über den TV-Adapter direkt in deine Hörsysteme streamen. Verwandle Oticon Opn Play einfach in hochwertige Kopfhörer, wenn du Musik hörst, auf YouTube unterwegs bist oder mit Freunden sprichst.


Steuern mit einem Fingerwisch

Mit der Oticon ON App steuerst du mit einem Fingertipp die Lautstärke und das Programm deiner Hörsysteme. Die App hat auch die Funktion „Hörsysteme suchen“, wenn du deine Geräte mal nicht findest. Mit der App-Funktion OpenSound Booster kannst du mehr Unterstützung beim Hören anwählen, z. B. an einem stressigen Tag. HearingFitness™ lässt dich dein Gehör trainieren, damit herausfordernde Situationen, z. B. im Club, für dich noch leichter werden.



Made for

🍏 iPhone | iPad | iPod



Download on the
 **App Store**

GET IT ON
 **Google Play**




Weitere Informationen unter www.oticon.de/opnplay

“

Musik ist total wichtig für mich, auch deshalb finde ich diese Hörsysteme cool. Toller Sound!”

Carl, 18, Oticon Opn Nutzer



Mittendrin und kein Wort verpassen



Einfache Eins-zu-eins-Gespräche

Mit dem ConnectClip bekommst du noch mehr mit, was um dich herum passiert – auch in lauten Situationen wie beim Shoppen, in der Schule oder beim Training auf dem Fußballplatz.

Klarheit im Unterricht

Wenn dein Lehrer den ConnectClip an seinem Pullover befestigt, kannst du seine Stimme laut und deutlich in deinen Oticon Opn Play-Hörsystemen hören. Du brauchst nicht in der ersten Reihe zu sitzen oder Lippen zu lesen und kannst dir jederzeit Notizen machen.

Kompatibel mit vielen Geräten

Wenn du kein iPhone hast, kannst du deine Hörsysteme über den ConnectClip mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten koppeln. Deine Hörsysteme werden dann zu Wireless-Headsets, mit denen du in Stereo telefonieren, Musik hören oder Filme ansehen kannst.



Weitere Informationen findest du unter www.oticon.de/connectclip



Kompatibel mit
**allen modernen
Smartphones**

“

Meine Oticon Opn klingen
so klar als hätte ich ein
neues Paar Ohren.”

————— Sophie, 18, Oticon Opn Nutzerin



Mehr hören, mehr lernen

Sprache zu verstehen, ist eine Leistung des Gehirns. Deshalb ist es wichtig, dass das Gehirn jederzeit die beste Klangqualität erhält. Wer nicht so gut hört, dem fehlen Wörter und Bruchstücke vom Gesagten, die dem Gehirn sonst das Lernen erleichtern. Die Folge: Das Gehirn muss härter arbeiten, um herauszufinden, was los ist.

Die BrainHearing™ Technologien von Oticon Opn Play sorgen dafür, dass dir Gespräche viel leichter fallen, du entspannter bist und mehr Energie hast. Das ist besonders in wichtigen Lernphasen sehr hilfreich.



Einen ganzen Tag Energie

Oticon Opn Play gibt es als Akku-Hörsystem

Oticon Opn Play bietet mit dem Modell Ex-Hörer Mini-R ein wiederaufladbares Hörsystem mit moderner Akku-Technologie.

Die Ladestation ist stylisch und ganz leicht zu bedienen: Du steckst die Hörsysteme einfach jede Nacht in die Ladeschale und deine Oticon Opn Play haben morgens Energie für einen ganzen Tag, inklusive Streaming.*

Und wenn du mal vergessen hast, deine Hörsysteme aufzuladen, reichen nur 30 Minuten Laden für sechs Stunden Laufzeit!

*Die Leistung von Lithium-Ionen-Akkus hängt vom Hörprofil, Lebensstil und Streaming-Verhalten ab.





Zeig dich selbstbewusst



Weil Oticon Opn Play so klein ist, wirst du beim Tragen nicht an deine Hörsysteme denken - egal, ob du dich mit Freunden triffst, draußen unterwegs bist oder telefonierst.

Du entscheidest, ob du eine auffällige Farbe suchst, um deine Hörsysteme zu zeigen, oder die Hörsysteme in einer Farbe nimmst, die zu deinen Haaren passt. Du machst dein Ding, während Oticon Opn Play sich um dein Hören kümmert.

Oticon Opn Play ist in 4 Modellen und 12 Farben erhältlich.



HdO 105



Ex-Hörer Mini-T



Ex-Hörer Mini-R



Ex-Hörer Mini





“

Ich fühl' mich gut, wenn ich in den Spiegel gucke und meine Hörsysteme nicht sehe.”

Luisa, 18, Oticon Opn Nutzerin

		Opn Play 1	Opn Play 2
Sprachkomfort			
OpenSound Navigator	Balance-Stärke (%)	100	50
	Maximale Lärmreduktion (dB)	9	3
OpenSound Optimizer, Soft Speech Booster LX, Speech Rescue LX		✓	✓
Speech Guard LX (Lineares Fenster in dB)		12	9
Spatial Sound LX (Anzahl Frequenzbänder)		4	2
Klangqualität			
Clear Dynamics, 3D Lärm-Management		✓	-
Übertragungs-Bandbreite (kHz)		10	8
Frequenzkanäle		64	48
Hörkomfort			
Impulsschall-Management (Anzahl Einstellungen)		4	3
Konnektivität über 2,4 GHz Bluetooth Low Energy		✓	✓
DAI/FM für HdO 105		✓	✓
Ex-Hörer Mini-R mit Lithium-Ionen-Akku		✓	✓



www.oticon.de

oticon
PEOPLE FIRST

Dein Hörakustiker: