

OTICON | **Play PX**

Leinen los für die Magie der Kindheit



oticon
life-changing technology



Vorhang auf für: **Oticon Play PX**

Erfahrungen sind wichtig für die Kindesentwicklung

Die Kindheit ist eine Zeit der Abenteuer und des Lernens – und Kinder entwickeln sich ausgehend von den in dieser Zeit gemachten Erfahrungen. Ohne Unterstützung verpassen Kinder mit einer Hörminderung womöglich etwas, was wesentlich für ihre Entwicklung ist.

Entwicklung unterstützen - durch Zugang zur gesamten Klangumgebung

Das neue Oticon Play PX wurde entwickelt, um Ihrem Kind Zugang zu jedem Hörbeitrag zu ermöglichen und um jeden magischen Moment der Kindheit zu erleben. Ausgefeilte Technologie bietet ein natürliches Hörerlebnis und Zugang zu bedeutungsvollen Klängen, die so wichtig für die Entwicklung sind.



Unterstützt durch Deep Neural Network (DNN)

Um das Gehirn bestmöglich zu unterstützen, nutzt Oticon Play PX Polaris™ – unsere bisher intelligenteste Plattform. Es ist zudem das erste Kinder-Hörsystem mit einem integrierten Deep Neural Network (deutsch: Tiefes neuronales Netzwerk), welches gelernt hat, Klänge durch Erfahrungen zu erkennen – genauso wie es das Gehirn natürlicherweise tut. Trainiert mit 12 Millionen Klang-Szenen aus dem realen Leben, weiß das DNN wie nahezu alle Klänge klingen sollen.

Bieten Sie Ihrem Kind eine optimale Ausgangsposition für eine **magische Kindheit**.



Unterstützt durch Wissenschaft. **Bewiesen von Kindern.**



Damit Kinder sich entwickeln, müssen sie in der Lage sein, an der Welt um sich herum teilzunehmen und sie zu verstehen. Wir haben getestet, welchen Effekt Oticon Play PX auf folgende Fähigkeiten hat: zuhören sowie verfolgen, was passiert und gesagt wird. Dies wurde in typischen, alltäglichen Umgebungen wie Klassenräumen und Spielplätzen untersucht.

Die Ergebnisse zeigen, dass Oticon Play PX Kindern deutlich dabei helfen kann, Wörter zu erkennen und wiederzugeben, auch wenn die Sprache aus unterschiedlichen Richtungen kommt.* Das erlaubt es Ihrem Kind, in verschiedensten Situationen und bei unterschiedlichsten Aktivitäten frei zu agieren. Dies ist enorm wichtig für Entwicklung, Wachstum und Lernen.

* Gordey, D. & Ng, E. (2021). Oticon Play PX: Supporting Communication, Learning and Inclusion for Children and Teens. Oticon Whitepaper.



Oticon
BrainHearing™
Technology

Besseres Hören, besseres Lernen

Wir hören mit dem Gehirn. Wussten Sie das?

Deshalb ist es wichtig, dem Gehirn die bestmögliche Klangqualität zu bieten. Tatsächlich braucht das Gehirn Zugang zur gesamten Klangumgebung, um richtig zu arbeiten.**

Wenn Ihr Kind eine Hörminderung hat, muss das Gehirn einen höheren Aufwand betreiben, um herauszufinden, was die Menschen sagen. Es verpasst zudem vielleicht wichtige Klangdetails, welche dem Gehirn helfen, zu lernen und sich zu entwickeln. Oticon Play PX unterstützt dabei, für das Gehirn die besten Bedingungen zum Hören zu schaffen, damit es Klängen leichter einen Sinn geben kann.

Bei Oticon nennen wir diesen einzigartigen Ansatz BrainHearing™. Dem Gehirn Ihres Kindes wird damit ein Vorteil geboten, der besonders in dieser Zeit des Lernens wichtig ist.

** Gordey, D. & Ng, E. (2021). Paediatric BrainHearing, Oticon Whitepaper.

Kinder mit der Welt verbinden



Oticon Play PX lässt Ihr Kind problemlos mit der Welt in Kontakt treten. Kinder können ihre Hörsysteme nutzen, um mit dem Klassenzimmer, Smartphone, Fernseher, Computer und vielem mehr verbunden zu sein.



EduMic

Oticons EduMic ist ein kleines kabelloses Mikrofon, das Lehrer tragen können, um sicherzustellen, dass Kinder hören, was z. B. in Klassenzimmern vor sich geht. Es fördert die Beteiligung und bietet beste Voraussetzungen zum Lernen und Entwickeln.


Mit den Lieblingsgeräten verbunden

Mit Oticon Play PX genießt Ihr Kind Audio-Streaming von den Lieblingsgeräten in hochwertiger Qualität.



Direktes Streaming von iPhone® und Android™-Geräten

Hohe Klangqualität genießen beim Streaming von iPhone®, iPad® und Android™-Geräten*.



Fernsehton streamen

Mit dem TV Adapter von Oticon können Sie den Ton von Ihrem Fernseher direkt streamen.



Mit einem externen Mikrofon verbinden

Streamen Sie kabellos mit EduMic oder dem ConnectClip die Stimme eines Gesprächspartners in die Hörsysteme des Kindes.

* Android™-Geräte müssen Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) unterstützen, um direktes Streaming mit Oticon Play PX zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie für mehr Informationen oticon.de/compatibility.

Mehr Kontrolle dank der Oticon ON App

Mit der Oticon ON App auf dem Smartphone können Sie und Ihr Kind Oticon Play PX steuern und kontrollieren. Sie können mit einem Fingertipp die Lautstärke regulieren, das Programm wechseln oder den Batterie- bzw. Akkuladestatus prüfen. Es gibt sogar eine „Hörsysteme finden“-Funktion, wenn die Systeme verloren gehen sollten.



Made for

iPhone | iPad | iPod

Works with

android



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Apple, das Apple-Logo, iPhone®, iPad® und iPod touch® sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Android™, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.



Ein kindgerechtes und **wiederaufladbares Hörsystem**

Oticon Play PX bietet zwei Ladeoptionen – den leistungsstarken Charger 1.0 und den tragbaren SmartCharger.

Leistungsfähiger Charger 1.0

Oticon Play PX kann mit einer stylischen Tischladestation genutzt werden, welche ideal für zu Hause ist.

Tragbarer SmartCharger

Mit dem mobilen SmartCharger sind die Hörsysteme Ihres Kindes mit Energie versorgt, trocken und geschützt.

Das gibt Kindern die Freiheit und das Selbstbewusstsein, zu campen oder an Pyjamapartys sowie Ausflügen teilzunehmen – mit dem Wissen, dass die Hörsysteme einfach geladen werden.



Speziell gesichert

Das wiederaufladbare miniBTE R-Modell ist speziell gesichert, weil der Akku komplett im Hörsystem verschlossen ist - und damit sicher vor neugierigen Fingerchen.

Ladezeiten von miniBTE R:

- Vollständig geladen in 3,5 Stunden*
- Schnelles Aufladen: 30 Minuten für weitere 5 Stunden Energie



* Nur 3 Stunden Ladezeit für das Modell miniRITE R und 6 Stunden Nutzung nach einer Schnellladung. Die Leistung des Lithium-Ionen-Akkus kann je nach Hörverlust, Lebensstil und Streaming-Verhalten variieren.

Gemacht für **Abenteurer**



Das robuste Oticon Play PX wurde mit dem Wissen um das aktive Leben und die Sicherheit von Kindern entwickelt.

IP68-zertifiziert

Das IP68-zertifizierte intelligente Design umfasst mechanische Barrieren gegen Wasser-, Staub- und Schmutzpartikel und ist zudem nanobeschichtet, um Wasser abzuweisen. Es bietet dem Gehäuse und der Technik Schutz vor Wasser.

LED-Licht

Die LED-Anzeige von Oticon Play PX bietet eine visuelle Bestätigung, dass das Hörsystem ordnungsgemäß arbeitet.

Allergenfrei

Oticon Play PX erfüllt internationale Standards zur Sicherheit und Biokompatibilität und enthält keine Phthalate. Die Hörsysteme und die passenden dekorativen Sticker sind biologisch unbedenklich bei dauerhaftem Hautkontakt.

Wählen Sie das Hörsystem, das zu Ihrem Kind passt

Oticon Play PX ist für viele Hörminderungen geeignet und in vier verschiedenen Modellen erhältlich. Wählen Sie eine von 12 attraktiven Farben und entscheiden Sie sich für ein Modell mit wiederaufladbarem Akku oder Einwegbatterien.



C094
Sienna-Braun



C093
Nussbraun



C090
Quarzsand



C063
Perl-Schwarz



C044
Silberweiß



C079
Rosa



C048
Grün



C058
Blaubär



C047
Azur



C045
Lila



C046
Rot



C057
Himbär

Wenden Sie sich an Ihre Hörakustikerin oder Ihren Hörakustiker vor Ort:

